

PROTECT & DEFEND

DISPOSITIVO MEDICO



SPRAY NASALE con lattoferrina

Indicazioni: il dispositivo medico PROTECT & DEFEND è una soluzione ipertonica, con Lattoferrina, ad azione decongestionante. Usata per il lavaggio delle fosse nasali, crea una barriera che protegge la mucosa nasale dall'entrata di virus e batteri. L'effetto barriera è coadiuvato dall'azione della lattoferrina, che legando il ferro, impedisce il proliferare di virus e batteri. Utile per alleviare i sintomi di naso chiuso, facilita la rimozione di allergeni ed agenti microbici esogeni, riducendo così l'infiammazione locale e le infezioni delle cavità nasali e delle prime vie aeree e contribuendo al miglioramento della funzione mucociliare ed al sollievo dai sintomi.

Composizione: Lattoferrina, sodio cloruro, idrossipropilmetilcellulosa (HPMC), potassio diidrogeno fosfato, potassio sorbato, acqua.

Modo d'uso: agitare prima dell'uso. Al primo utilizzo o dopo un prolungato periodo di inutilizzo, azionare più volte l'erogatore fino alla prima erogazione di prodotto.

Dai 6 ai 12 anni: 1 nebulizzazione per narice, 2 volte al giorno.

Dai 12 anni in su: 2 nebulizzazioni per narice, 2 volte al giorno.

Togliere il cappuccio di protezione dall'erogatore. Posizionare il beccuccio del flacone all'imboccatura della narice, tenendo il flacone verticale.

Effettuare un'erogazione per narice premendo con moto rapido la pompetta. Dopo l'utilizzo, ripulire l'erogatore e riporre il cappuccio di protezione su di esso.

Avvertenze: uso esterno. Non ingerire. Chiudere accuratamente la confezione dopo l'uso. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non utilizzare in caso di ipersensibilità o allergia verso uno dei componenti. La lattoferrina è una proteina estratta dal latte e pertanto se ne sconsiglia l'uso in caso di allergia alle proteine del latte.

Non sono note interazioni con principi attivi farmaceutici ed in mancanza di dati clinici disponibili per l'uso in gravidanza, allattamento, sotto i 6 anni e in caso di utilizzo concomitante con farmaci si consiglia di consultare un medico. L'uso prolungato di prodotti per uso topico, può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione: nel caso in cui tali fenomeni dovessero manifestarsi è opportuno sospendere il trattamento e consultare il medico. Non utilizzare se la confezione risulta danneggiata. Non utilizzare oltre alla data di scadenza. Se i sintomi persistono consultare il medico. Una volta aperto il contenitore, il dispositivo medico può essere utilizzato entro 28 giorni.

Conservazione: conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra.

Contenuto: 20 ml e
0.68 fl.oz.

Data ultima revisione: April 2021

PROTECT & DEFEND

MEDICAL DEVICE



NASAL SPRAY with lactoferrin

Indications: the medical device PROTECT & DEFEND is a hypertonic solution, with Lactoferrin, with a decongestant action. Used for washing the nasal cavities, it creates a barrier that protects the nasal mucosa from the entry of viruses and bacteria. The barrier effect is assisted by the action of lactoferrin, which by binding iron prevents the proliferation of viruses and bacteria. Useful for relieving the symptoms of stuffy nose facilitates the removal of allergens and exogenous microbial agents, thus reducing local inflammation and infections of the nasal cavities and upper airways and contributing to the improvement of the mucociliary function and the relief of symptoms.

Composition: Lactoferrin, sodium chloride, hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), potassium dihydrogen phosphate, potassium sorbate, water.

Directions: shake before use. On first use or after a prolonged period of inactivity, operate the dispenser several times until the first dispensing of the product.

From 6 to 12 years: 1 spray per nostril, 2 times a day.

From 12 years up: 2 sprays per nostril, 2 times a day.

Remove the protective cap from the dispenser. Gently insert the dispenser tip into the nostril, holding the bottle vertical.

Dispense one actuation for each nostril by pressing the pump quickly. After use, clean the dispenser and put the protective cap back on it.

Warnings: external use. Do not swallow. Carefully close the package after use. Keep out of reach of children. Do not use in case of hypersensitivity or allergy to one of the components. Lactoferrin is a protein extracted from milk and therefore it is not recommended for use in case of allergy to milk proteins.

There are no known interactions with active pharmaceutical ingredients and in the absence of clinical data available for use in pregnancy, lactation, under 6 years and in case of concomitant use with drugs, it is advisable to consult a doctor. Prolonged use of topical products can give rise to sensitization phenomena: if such phenomena occur, it is advisable to suspend the treatment and consult a doctor. Do not use if package is damaged. Do not use beyond the expiration date. If symptoms persist, consult a doctor. Once the container is opened, the medical device can be used within 28 days.

Storage: store in a cool and dry place, away from heat sources. The expiry date refers to the product correctly stored in an unopened package.

Content: 20 ml e
0.68 fl.oz.

Last revision date: April 2021