

PROTECT & DEFEND

UNGUENTO NASO LABBRA
con lattoferrina

DISPOSITIVO MEDICO



Indicazioni: Il dispositivo medico PROTECT & DEFEND è un unguento per il naso e le labbra ad azione lenitiva, emolliente e protettiva. Indicato per quando l'area intorno al naso e alle labbra è irritata o secca a causa di raffreddori, riniti, vento, freddo e per l'uso continuo di fazzoletti. L'effetto barriera è coadiuvato dall'azione della lattoferrina, che legando il ferro, protegge le mucose dall'entrata di virus, batteri e altri agenti esogeni. L'olio di mandorle svolge un'azione lubrificante ed emolliente che dona sollievo alla pelle secca ed irritata.

Composizione: Lattoferrina, burro di karité, olio di mandorle, olio di vinaccioli, cere vegetali, cera d'api, vitamina E, estere acido benico, potassio sorbato.

Modo d'uso:

- Lavare le mani prima di utilizzare il prodotto.
- Spalmare uno strato generoso di unguento sulle labbra e attorno alle narici e massaggiare delicatamente.
- Richiudere bene dopo l'uso.
- Applicare anche più volte al giorno secondo necessità.

Avvertenze: uso esterno. Non ingerire. Chiudere accuratamente la confezione dopo l'uso. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non utilizzare in caso di ipersensibilità o allergia verso uno dei componenti. La lattoferrina è una proteina estratta dal latte e pertanto se ne sconsiglia l'uso in caso di allergia alle proteine del latte. Non usare su bambini al di sotto dei 6 anni. In caso di gravidanza od allattamento, consultare il proprio medico prima dell'utilizzo.

Non sono note interazioni con principi attivi farmaceutici ed in mancanza di dati clinici disponibili per l'uso in gravidanza, allattamento, sotto i 6 anni e in caso di utilizzo concomitante con farmaci si consiglia di consultare un medico. L'uso prolungato di prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione: nel caso in cui tali fenomeni dovessero manifestarsi è opportuno sospendere il trattamento e consultare il medico. Non utilizzare se la confezione risulta danneggiata. Non utilizzare oltre alla data di scadenza. Se i sintomi persistono consultare il medico. Una volta aperto il contenitore, il dispositivo medico può essere utilizzato entro 90 giorni.

Conservazione: conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra.

Contenuto: 10 ml e
0.34 fl.oz.

Data ultima revisione: Aprile 2021

PROTECT & DEFEND

NOSE AND LIPS OINTMENT with lactoferrin

MEDICAL DEVICE



Indications: The medical device PROTECT & DEFEND is an ointment for the nose and lips with a soothing, emollient and protective action. Indicated for the area around the nose and lips when it is irritated or dry due to colds, rhinitis, wind, cold and the continuous use of handkerchiefs. The barrier effect is assisted by the action of lactoferrin, which by binding iron protects the mucous membranes from the entry of viruses, bacteria and other exogenous agents. Almond oil has a lubricating and emollient action that relieves dry and irritated skin.

Composition: Lactoferrin, karité butter, almond oil, vitis oil, vegetable wax, beeswax, ester of behenic acid, vitamin E, potassium sorbate.

Directions:

- Wash your hands before using the product.
- Spread a generous layer of ointment on the lips and around the nostrils and massage gently.
- Close well after use.
- Apply several times a day as needed

Warnings: external use. Do not swallow. Carefully close the package after use. Keep out of reach of children. Do not use in case of hypersensitivity or allergy to one of the components. Lactoferrin is a protein extracted from milk and therefore it is not recommended for use in case of allergy to milk proteins. Do not use on children under the age of 6. If you are pregnant or breastfeeding, consult your doctor before use.

There are no known interactions with active pharmaceutical ingredients and in the absence of clinical data available for use in pregnancy, lactation, under 6 years and in case of concomitant use with drugs, it is advisable to consult a doctor. Prolonged use of topical products can give rise to sensitization phenomena: in the event that such phenomena should occur, it is advisable to suspend the treatment and consult a doctor. Do not use if package is damaged. Do not use beyond the expiration date. If symptoms persist, consult a doctor. Once the container is opened, the medical device can be used within 90 days.

Storage: store in a cool and dry place, away from heat sources. The expiry date refers to the product correctly stored in an unopened package.

Content: 10 ml e
0.34 fl.oz.

Date of last revision: April 2021